



已通过FDA注册列名

## 医用防护面罩使用说明书

【产品备案号】桂桂械备 20200049 号  
【产品技术要求编号】桂桂械备 20200049 号  
【生产备案凭证编号】桂桂食药监械生产备 20160020 号

- 1. 产品名称:** 医用防护面罩
- 2. 产品型号规格:** PM-1
- 3. 结构组成:** 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。
- 4. 适用范围:** 适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。
- 5. 使用说明:**
  - 1、使用前确认本品洁净。
  - 2、佩戴前请去除面罩双面保护膜。
  - 3、将面罩弯成弧形，试戴是否合适。
- 6. 注意事项:**
  - 1、使用前请仔细阅读说明书。
  - 2、本产品较少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。
  - 3、本产品不能防火焰或火花。
  - 4、本产品出现损伤、变形时禁止使用，包装破损时禁止使用。
  - 5、弹力绳长期使用可能会造成弹力减弱，属正常现象。
- 7. 禁忌症:** 本品仅作为医疗活动中的防止飞溅物污染操作者使用，严格禁止使用本品替代封闭式防护用具。
- 8. 产品包装:** 产品出厂时，内包装采用塑料自封袋，配有产品合格证、产品使用说明，外包装采用瓦楞纸箱包装。
- 9. 储存、保养方法:**
  - 1、本产品应储存在相对湿度不大于 80%，温度为 -20℃~+55℃，通风良好，无腐蚀性气体的室内；
  - 2、避免阳光直射；
  - 3、储存中防止外界挤压，防止变形。
- 10. 符号说明:**



注册商标



易碎物品，小心轻放



避免雨淋



可回收



一次性使用



注意！查阅随机文件

### 11. 特别说明:

产品生产日期参见产品合格证，使用期限：3 年。

## 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司

备案人/生产企业/售后服务单位：桂林市啄木鸟医疗器械有限公司  
住所/生产地址：桂林市国家高新区信息产业园 邮编：541004  
销售部电话：0773-5831172/5835305 传真：0773-5822450  
客户服务部电话：0773-5827898/13978361362  
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com http://www.glzmn.com

ZMN-SM-218 V1.2 修改日期：20200506



Listed by FDA



## Medical Face Shield Instruction Manual

- 1. Product name:** Medical Face shield
- 2. Model:** PM-1
- 3. Product description:** The face shield is composed of a protective cover made of polymer material, a foam strip and an elastic band. It is non-sterile, and is for single use.
- 4. Intended use:** The product is worn by the healthcare staff to limit cross operating theatre and care units.
- 5. Operation description:**
  - 5.1 Before use, please make sure this product is clean.
  - 5.2 Please remove the mask double-sided protective film before wearing.
  - 5.3 Bend the mask into an arc, and try it on.
- 6. Warning:**
  - 6.1 Please read the instructions carefully before use.
  - 6.2 This product rarely causes allergic reactions. Once an allergic reaction occurs, please stop using it.
  - 6.3 This product cannot protect people from flame or spark.
  - 6.4 It is forbidden to use this product when it is damaged or deformed. It is forbidden to use when the packaging is damaged.
  - 6.5 Long-term use of the elastic rope may weaken the elasticity, which is normal.
  - 6.6 This product cannot replace closed protective equipment.
- 7. Storage and maintenance:**
  - 7.1 This product should be stored in a room with a relative humidity of not more than 80%, a temperature of -20 °C to + 55 °C, good ventilation and of no corrosive gases.
  - 7.2 Avoid direct sunlight.
  - 7.3 Prevent external squeezing and deformation during storage.

### 8. Marks:



Trademark



Keep dry



Manufacturer



Handle with care



Date of manufacture



Do not re-use



CE marked product



Recovery



Follow instructions for use



Authorised Representative in the EUROPEAN COMMUNITY

**9. Statement:** Refer to the product qualified certification for the production date of the product. Service life: 3 years.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China  
Tel: Europe Sales Dept.: +86-773-5873196  
North/South America & Oceania Sales Dept.: +86-773-5873198  
Asia & Africa Sales Dept.: +86-773-5855350 Fax: +86-773-5822450  
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com  
Website: http://www.glwoodpecker.com



MedNet EC-Rep GmbH  
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

ZMN-SM-221 V1.2-20200506

## 合格证

产品名称：医用防护面罩  
型号：PM-1

生产日期：2020.05.06

有效期：3年

批号：20200506

检验员：02

备案凭证编号：桂桂械备20200049号

产品技术要求编号：桂桂械备20200049号

生产备案凭证编号：

桂桂食药监械生产备20160020号

生产地址：桂林市国家高新区信息产业园

桂林市啄木鸟医疗器械有限公司

合格

## Qualified Certification

Product name: Medical Face Shield

Model: PM-1

Production date: 2020.05.06

Validity: 3 years

Lot number: 20200506

Inspector: 02

Manufacturing address: Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

**Guilin Woodpecker Medical  
Instrument Co., Ltd.**

PASS